

Afname-/verzendsmaterialen	Onderzoek	Patiënt materiaal	Bewaren na afname	Inleveren en/of transport**
Set 1: Urine potje voor kweek en/of SOA		Urinary tract infection and/or STI urine test (screening). Sediment*. Dysmorphic erythrocytes*.	Verse midstroom urine voor urinekweek Verse 1 ^e stroom voor SOA-onderzoek	Z.s.m. na afname in koelkast Indien goed gekoeld (in de koelkast) bewaard, tot max. 4 dagen na afname in te leveren. Inleveren bij de huisarts/VVT. *Sediment en Dysmorphe erythrocyten: onderzoek binnen 1 uur na productie inleveren op ziekenhuislocatie (op afspraak).
24-uurs urine onderzoek		Verzamelen van urine (24 uur)	Urine	Koelkast Z.s.m. inleveren bij een Certe locatie (op afspraak).
Urine 1: routine onderzoek		O.a. voor micro-albumine. Drugsscreening.	Urine	Op kamertemperatuur Dezelfde dag inleveren bij een Certe locatie (op afspraak).
Urine 2: celtelling + routine onderzoek		Celtelling en routineonderzoek zoals micro-albumine.	Urine	Op kamertemperatuur Het gele buisje moet binnen 4 uur na afname gevuld worden. Dezelfde dag inleveren bij een Certe locatie (op afspraak).
Set 2 - Potje met bruine dop		Fecesonderzoek: parasieten, bacterieel, viraal en helicobacter. Sputumkweek en dermatofyten/schimmels.	Feces, sputum, nagels, haren, huidschilfers	Feces in koelkast (max. 48 uur op kamertemperatuur) opm: potje halfvol vullen! Sputum zsm in koelkast Schimmelkweek op kamertemperatuur Binnen 4 dagen inleveren bij de huisarts/VVT.
Set Calprotectine		Calprotectine, prikkelbare darm	Feces	Bewaren bij 2 tot 20 °C. Plak NAW gegevens op het potje. Doe het aanvraagformulier of een uitdraai van ZorgDomein in het zakje. Binnen 3 dagen inleveren bij huisarts/VVT of bij een Certe locatie (op afspraak).
Set Occult bloed		Aantonen van bloed in feces, occult	Feces	Bewaren bij 2 tot 20 °C. Plak NAW gegevens op het potje. Doe het aanvraagformulier of een uitdraai van ZorgDomein in het zakje. Inleveren bij huisarts/VVT of bij een Certe locatie (op afspraak).
24-uurs feces		Verzamelen van feces (24 uur)	Feces	Koel bewaren (koele ruimte) Z.s.m. inleveren bij een Certe locatie (op afspraak).
Plakband preparaat		Onderzoek aarsmade	Peri-anale plakband-afdruk	Kamertemperatuur Goed verpakken voor transport.

Set 3: eSwab, roze dop		Wondkweek. SOA-uitstrijk en vulvovaginitis Bacteriële vaginose PCR. ESBL. BRMO. Mid turbinate neus – en keeluitstrijk voor onderzoek luchtweginfectie (COVID). Oog uitstrijk.	Uitstrijk	Koelkast (max. 24 uur op kamer-temperatuur)	Binnen 4 dagen inleveren bij de huisarts/VVT.
Set 4: eSwab met oranje dop (dunne flexibele swab)		Oor-infectie. SOA-uitstrijk man. Nasofarynx uitstrijk (kinkhoest)	Uitstrijk	Koelkast (max. 24 uur op kamer-temperatuur)	Binnen 4 dagen inleveren bij de huisarts/VVT.
Set 5: eSwab met roze dop (MRSA), 3 stuks		MRSA-onderzoek	Uitstrijk keel, neus en rectum	Koelkast (max. 24 uur op kamer-temperatuur)	Let op! Bij elk materiaal een aparte aanvraag insturen. Indien wond: wonduitstrijk insturen (set 3). Indien verblijfs catheter urine insturen (set 1). Binnen 4 dagen inleveren bij de huisarts/VVT.
Steriel semenpotje en aanvraagformulier		Onderzoek fertiliteit en controle vasectomie	Sperma	Warm vervoeren (binnenzak)	Materiaal binnen 1 uur na afname inleveren in ziekenhuis (eerst afspraak maken).
Bloedbuizen prenataal onderzoek (voor verloskundige)		PSIE	Bloed	Z.s.m. versturen	Bloedbuizen van naam en geboortedatum voorzien per post versturen in bij geleverde envelop.

LET OP: gebruik/print altijd de meest recente versie die te vinden is op Certe.nl onder “Overzicht afnamemateriaal”.

Bijgewerkt: 28-8-2026.

*** Let op! Voor transport altijd de deksel goed dichtdraaien en etiket in de lengterichting plakken. Gebruik altijd een absorptievel in de safetybag. Het formulier kunt u in het daarvoor bestemde vakje aan de achterkant van de safetybag gebruiken.*